



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

PULSOXIMETRO WIRELESS iHEALTH

Codice di riferimento: 23525

Marca: GIMA

Prezzo: 84.18€

iHealth ha sviluppato una linea di prodotti innovativi, per la gestione della salute personale su smartphone o tablet. I prodotti wireless iHealth con connessione bluetooth per iPad, iPhone, iPod e Android consentono di misurare facilmente, memorizzare e condividere immediatamente i risultati con la famiglia o il medico.

Pulsossimetro wireless

Il pulsossimetro è un dispositivo affidabile per controllare la saturazione di ossigeno del sangue (SpO2), la frequenza cardiaca (bpm) e il volume dell'afflusso di sangue (indice di perfusione). Questo dispositivo leggero e portatile permette la rilevazione dei valori, rapida e non invasiva, dal dito.

- Misura la vostra saturazione di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca dal vostro telefono mobile o tablet
- Registra la SpO2 e la frequenza cardiaca
- Display LED facile da leggere, indica la SpO2, la frequenza cardiaca e l'indice di perfusione
- Connessione wireless con bluetooth 4.0 a basso consumo energetico
- Applicazione iHealth gratuita e servizio cloud
- Fornito con un cordino e cavo di ricarica USB

Scatola e manuale in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE).

Garanzia 2 anni.



App iHealth MyVitals - gratuita: la potente applicazione che permette di gestire tutti i dati relativi alla propria salute con grafici, statistiche e tendenze. Questa applicazione, unica nel suo genere, traccia la relazione tra vari parametri come la pressione sanguigna, il peso, l'apporto calorico e l'attività fisica. Compatibile con tutte le piattaforme Apple e Android.

Comprende un servizio gratuito iHealth Cloud.

App iHealth Professional - gratuita: applicazione iPad appositamente sviluppata per i professionisti. Consente la gestione di tutti i parametri clinici in un'unica applicazione a partire dai dispositivi iHealth. L'applicazione iHealth e il servizio cloud sono gratuiti e comprendono strumenti personalizzati per la salute.

Caratteristiche tecniche

- Classificazione: alimentato internamente, tipo BF
- Display: LED
- Alimentazione: batteria, 3.7 V Li-ion, 300 mAh
- Range di misurazione SpO2: 70-99%, $\pm 2\%$
- Range di misurazione frequenza cardiaca: 30-250 bpm, ± 2 bpm o $\pm 2\%$, il maggiore dei due
- Dimensioni: 62 x 33 x 28 mm

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

