

Numero Verde

**800 172547**



Da cellulare

**030 7777942**

## Punta ad ansa sterile flessibile alta temperatura

**Codice di riferimento:** 30594

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 12.93€

### Caratteristiche della punta ad ansa sterile flessibile alta temperatura

Punta sterile per termo-cautere caratterizzato da ansa flessibile di 2" adatta per alte temperature.

Queste punte per termocauteri Aaron sono indicate per usi in ambito otorinolaringoiatrico e ginecologico.

### Specifiche tecniche

- Minimo vendita: 10 unità

### Marca

Gima

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

### Altri modelli disponibili

- [Punta ad ansa sterile alta temperatura](#)
- [Punta ad ansa sterile stelo lungo](#)

 **Acquista subito**