



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Punta larga per termocauterio "AA" sterile - 10 pezzi

Codice di riferimento: 30600

Marca: GIMA

Prezzo: 86.99€

Caratteristiche della punta larga "AA"

La seguente punta larga trova applicazione nei termocauteri ad alta temperatura con manico riutilizzabile. Il filo della punta è realizzato in nickel-cromo ed è in grado di lavorare ad una temperatura pari a 1200°C. Questo strumento chirurgico, alimentato a batteria, è utile a eseguire piccoli interventi chirurgici, soprattutto quelli in cui vi è la necessità di operare in maniera rapida e precisa come nel caso della cauterizzazione dei tessuti.

Produzione italiana.

Altri modelli disponibili

- [Punta fine per termocauterio "AA" sterile - 10 pezzi](#)
- [Punta lunga per termocauterio "AA" sterile - 10 pezzi](#)

Marca e modello

GIMA codice 30600

Contenuto della confezione

10 pezzi



Acquista subito