

Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**



## Punta lunga per termocauterio "AA" sterile - 10 pezzi

**Codice di riferimento:** 30599

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 101€

### Caratteristiche della punta lunga "AA"

Il modello di punta lunga con filo in nickel-cromo che vi proponiamo è utilizzato per il termocauterio ad alta temperatura (1200°C) con manico riutilizzabile. Questo strumento, autoalimentato a batteria, è pratico e leggero e permette di eseguire piccoli interventi chirurgici di precisione, come ad esempio la cauterizzazione di condilomi o verruche. Le punte sono sterili e intercambiabili.

### Altri modelli disponibili

- [Punta larga per termocauterio "AA" sterile - 10 pezzi](#)
- [Punta fine per termocauterio "AA" sterile - 10 pezzi](#)

### Marca e modello

GIMA codice 30599

### Contenuto della confezione

10 pezzi

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**