



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Puntale In Alluminio Oscillante

Codice di riferimento: AU302

Marca: LOGIKO

Prezzo: 15.18€

CARATTERISTICHE:

Consente di tenere il bastone in posizione verticale quando non utilizzato. Asseconda il paziente nella camminata grazie alla parte oscillante. Adatto per tubo \varnothing 18-19 mm.

MARCA E MODELLO:

Logiko - Codice Articolo AU302

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**