



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Pupazzetti copri-stetoscopio a forma di animalletti

Codice di riferimento: DUCKY

Marca: INTERMED

Prezzo: 12.1€

Caratteristiche dei pupazzetti copri-stetoscopio a forma di animalletti

Accessori pensati per coprire e rivestire gli stetoscopi per renderli più amichevoli e accattivanti ai bambini, particolarmente indicati per ambulatori e reparti di pediatria e con fantasie che ricordano tanti tipi di animalletti.

I pupazzetti copri fonendoscopi permettono al bambino di sentirsi a proprio agio durante le visite mediche e sono graziosi e simpatici.

Specifiche tecniche

- Colore: vari

Marca

Intermed

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**