



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Quadripode per deambulazione a base stretta

Codice di riferimento: RP726

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 37.23€

Caratteristiche del quadripode

Il quadripode a base stretta in acciaio cromato si differenzia dai classici bastoni per anziani e dalle stampelle perchè garantisce una maggiore stabilità. Questo ausilio per il cammino è realizzato in alluminio anodizzato, un metallo ultraleggero ideale per garantire un valido sostegno e allo stesso tempo grande maneggevolezza e facilità di trasporto. Grazie anche al manico aperto, dotato di una confortevole impugnatura anatomica, è adatto per favorire la deambulazione di disabili e anziani con problemi di equilibrio e forza nelle gambe. Regolabile in altezza.

Specifiche tecniche

- Peso: 610g
- Altezza: da 75-95cm, regolabile con incrementi da 2,5cm
- Base: 20x15cm
- Peso sopportabile: max 130kg

Marca e modello

MOPEDIA RP726

 **Acquista subito**