



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Quadripode a base larga con manico aperto

**Codice di riferimento:** RP723

**Marca:** MOPEDIA

**Prezzo:** 47.11€

### Caratteristiche del quadripode

Il modello di quadripode che vi proponiamo è un bastone per anziani e disabili a base larga con puntali antiscivolo. Il quadripode è pensato per essere un sostegno stabile e sicuro per le persone con problemi di equilibrio, debolezza muscolare e difficoltà di deambulazione. La struttura è realizzata interamente in alluminio anodizzato, un materiale molto utilizzato per questo genere di ausili per via della sua leggerezza. Il manico è aperto con impugnatura anatomica. L'altezza del bastone è facilmente regolabile con incrementi da 2,5 cm. Tali caratteristiche permettono di camminare in completa autonomia e senza rischi.

### Specifiche tecniche

- Peso: 640g
- Altezza: regolabile da 75 a 95cm (incrementi da 2,5cm)
- Base: 31x25x26cm
- Peso sopportabile: max 130kg

### Marca e modello

MOPEDIA RP723

### Contenuto della confezione

1 quadripode a manico aperto (imballo da 4 pezzi)

 **Acquista subito**

---