



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Red Dot Elettrodi Per Ecg

Codice di riferimento: 2330 BS

Marca: INTERMED

Prezzo: 17.93€

CARATTERISTICHE:

L'elettrodo 3M Red Dot 2330 e' studiato per monitoraggio a riposo. Specifiche:

supporto plastico che garantisce un'eccellente conformabilita' al corpo del paziente e un'alta resistenza alle trazioni esercitate dai cavi;

gel conduttore che consente di mantenere la qualita' del tracciato elevata e costante; permette inoltre di mantenere la traccia anche a seguito di trazioni sul cavetto. Non lascia residui dopo la rimozione, evitando cosi' la necessita' di pulire la cute del paziente;

adesivo di elevata qualita' altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee, non lascia residuo dopo la rimozione. E' facilmente riposizionabile e la sua adesivita' e' proporzionale alla pressione iniziale di applicazione;

gli elettrodi sono posizionati in gruppi di dieci su un unico liner ci rende molto agevoli le operazioni di applicazione; elemento conduttore e' un film di Ag/AgCl e garantisce un'elevata conducibilita' grazie alla bassissima impedenza; la linea base del tracciato e' di conseguenza molto stabile e il recupero del segnale dopo la defibrillazione avviene in un tempo inferiore ai 2 secondi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni 2,2 x 3,2 cm Totale 100 pz.

MARCA E MODELLO:

3M 2330 BS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

100 pezzi a confezione

