



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Red Dot Elettrodo Diaforetico Con Supporto In Medipore E Tampone Abrasivo

Codice di riferimento: 2271-50

Marca: INTERMED

Prezzo: 531.19€

CARATTERISTICHE:

L'elettrodo 3M Red Dot 2271 e' studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle sue caratteristiche, risulta particolarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo il perfetto contatto con il paziente. Specifiche:

supporto in Medipore che garantisce una perfetta conformabilita' al corpo del paziente e una totale traspirazione cutanea; gel solido che consente di mantenere la qualita' del tracciato elevata e costante e non lascia residuo dopo la rimozione; tamponcino abrasivo per rimuovere le cellule morte e lo strato di untuosita' cutaneo riducendo l'impedenza di contatto e migliorando la qualita' del tracciato;

adesivo di elevata qualita', altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. L'adesivita' iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell'elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo;

capsula protettiva che mantiene inalterate le proprieta' conduttive del gel e ne evita l'essiccamento anche dopo un mese dall'apertura della busta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni 5,6 x 5,1 cm Busta 50 pz.

MARCA E MODELLO:

3M 2271-50

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1000 pezzi a confezione

