



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coppia di reggigambe da tavolo operatorio con valvola radiotrasparente e cuscino

Codice di riferimento: 27574

Marca: GIMA

Prezzo: 1647€

Caratteristiche della coppia di reggigambe da tavolo operatorio con valvola radiotrasparente e cuscino

Reggi-gambe per tavolo da sala operatoria pensato per sostenere e immobilizzare gli arti inferiori durante gli interventi chirurgici.

Questi poggiagambe chirurgici sono dotati di valvola radiotrasparente e di comodo cuscino di appoggio per evitare lesioni e fastidi al paziente.

Per il corretto fissaggio la coppia di reggigambe Gima ha bisogno dei morsetti con codice prodotto 27575.

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)



Acquista subito