



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Reservoir Monouso In Pvc Con Valvola - Neonatale 900MI

**Codice di riferimento:** RA523

**Marca:** LOGIKO

**Prezzo:** 10.27€

### CARATTERISTICHE:

A soffietto per palloni neonatale  
Completo di valvola

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Capacità:** 900 ml

### MARCA E MODELLO:

Logiko - Codice Articolo RA523

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**