



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## RESPIRATORE ELETTRONICO KOMPAK

**Codice di riferimento:** 34031

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 5261.2€

### CARATTERISTICHE:

Respiratore automatico progettato per: pronto soccorso, ambulanze, trasferimenti ospedalieri o pazienti gravemente malati. E' un respiratore a ciclo temporizzato, a pressione limitata, controllato elettronicamente con unità di pompaggio pneumatica intermittente. Fornisce un volume di flusso e riflusso ed una frequenza respiratoria stabile. La vasta gamma di valori rilevabili su volume e respirazione gli consente di essere ideale sia per bambini che per adulti. E' equipaggiato con un miscelatore di nuova generazione che consente una separazione stabile tra l'ossigeno e l'aria presente nell'ambiente indipendentemente dalla frequenza di respirazione e dalla pressione respiratoria. Una valvola aggiuntiva consente al paziente di respirare l'aria ambientale anche quando l'unità non in funzione. L'apparecchio è provvisto di una valvola a bassa resistenza, autoclavabile e di facile utilizzo; la valvola antireflusso provvista di uno speciale riduttore di pressione che rende il dispositivo utilizzabile sia da adulti che pediatrica. Compatto, leggero, semplice da regolare grazie a grafici chiari, provvisto di allarme e senza parti in movimento.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Comandi Elettronici • Modalità (segnali video) Controllata • Frequenza di respirazione 5-30 BPM • Flusso da 2 a 20 l/min • Rapporto I/E 1:2 • Concentrazione ossigeno: Sistema brevettato 60% - 100% • Rilascio meccanico pressione in eccesso 15-60 cm H<sub>2</sub>O- regolabile • Gas medicale 3,5 bar +/- 0,5 • Durata batteria circa 100 min. • Circuito paziente Tubo spiralato (22mm) autoclavabile e valvola antireflusso • Allarmi audio-video Batteria scarica - scorta di gas in esaurimento • Altri dati visualizzati gas medicale • Reset allarmi 30 sec. • Manometro -20+70cm H<sub>2</sub>O • Dimensioni 295 x 155 x 145 mm • Peso 4.3 kg Dotazione standard: • Circuito paziente (tubo ondulato con con valvola antireflusso) • Cavo alimentazione • Tubo ossigeno • Manuale: inglese, italiano, francese • Cilindro dell'ossigeno da 2 l • Valigetta alluminio/nylon • Mascherina adulti • Batteria • Adattatore UNI • Riduttore di pressione

**MARCA E MODELLO:**

GIMA 34031

---

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

