



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

RETE TUBOLARE ELASTICA - calibro 4

Codice di riferimento: 34704

Marca: GIMA

Prezzo: 6.7€

CARATTERISTICHE:

Rete tubolare elastica ideale per applicazione di medicazioni e aghi. Grazie alla sua versatilità può essere utilizzata per ogni parte del corpo. La speciale struttura del materiale permette una tenuta priva di compressione.

MARCA E MODELLO:

GIMA 34704

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**