



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2.5V - C-034.10.118

Codice di riferimento: 31745

Marca: GIMA

Prezzo: 771.6€

CARATTERISTICHE:

Con parastop (brev. US 5,859,687): per una selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli e per una facile individuazione del punto di neutralizzazione. - **Tenuta ermetica:** elimina la manutenzione - **Un solo comando per convergenza e rotazione:** di facile utilizzo con il solo pollice - **Filtro polarizzatore integrato:** elimina luci interne e luci parassite. Uno strumento sia per retinoscopia a fessura che a spot, è sufficiente cambiare la lampadina - **Tecnologia alogena XHL Xenon:** luce bianca e chiara: nitido riflesso retinico - **Forma ergonomica:** si adatta alla cavità orbitale proteggendo da luci laterali l'occhio dell'osservatore

MARCA E MODELLO:

GIMA 31745

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**