



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Retratore chirurgico affilato WEITLANER-LOKTITE 13 cm

Codice di riferimento: 26858

Marca: GIMA

Prezzo: 47.7€

Caratteristiche del retrattore chirurgico

Il divaricatore autostatico WEITLANER-LOKTITE è realizzato in acciaio inox ed è dotato di due punte arcuate con 3 e 4 denti affilati e di impugnature ad anello. Lo strumento permette al chirurgo di tenere aperta la zona da operare senza l'impiego delle mani grazie al pratico sistema di bloccaggio. Il retrattore consente di ottenere una perfetta visibilità del campo operatorio. Lunghezza: 13 cm.

Marca e modello

GIMA codice 26858

Contenuto della confezione

1 pezzo

Altri modelli disponibili

- [Retratore chirurgico VOLKMAN a 3 denti smussi - 22 cm](#)
- [Retratore chirurgico VOLKMAN a 3 denti appuntiti - 22 cm](#)

 **Acquista subito**