



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

RI-SCOPE: SPECULUM AURICOLARI L1 - L2 2.5 mm

Codice di riferimento: 31817

Marca: GIMA

Prezzo: 4.88€

CARATTERISTICHE:

Speculum RI-SCOPE L1/L2 riutilizzabile Ø 2.5 mm - autoclavabili a 134°C Da utilizzare con codici GIMA: 31811 - 31812-31830 compatibile anche con Riester

MARCA E MODELLO:

GIMA 31817

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 10 pz.

 **Acquista subito**