



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **RI-SCOPE TESTA RETINOSCOPIO XENON - 3.5V (luce lieve)**

**Codice di riferimento:** 31814

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 292.8€

### **CARATTERISTICHE:**

Ri-Scope fibra ottica - testa retinoscopio

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 31814

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

 **Acquista subito**