



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Kit per rianimazione pediatrica in valigetta

Codice di riferimento: RN142

Marca: EASYRED

Prezzo: 126€

Caratteristiche del kit per rianimazione pediatrica

Il set contiene tutta l'attrezzatura necessaria per la rianimazione dei pazienti pediatrici. Gli strumenti sono raccolti in una comoda valigetta in plastica utile a proteggere gli stessi da eventuali urti e consentire un rapido e agevole trasporto.

Il kit è composto da:

- 1 pallone rianimatore in silicone autoclavabile pediatrico
- 1 maschera in silicone per rianimazione n°3
- 1 reservoir pediatrico con valvola
- 3 cannule di Guedel n°1/2/3
- 1 tubo di raccordo per ossigeno
- 1 valigetta per il trasporto

Marca e modello

EASYRED codice RN142

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**