



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Kit per rianimazione adulti in valigetta

Codice di riferimento: RN141

Marca: EASYRED

Prezzo: 129.32€

Caratteristiche del kit per rianimazione adulti

Kit completo di rianimazione adulti. All'interno di una comoda valigetta in plastica trasparente con maniglia per il trasporto sono contenuti i seguenti dispositivi e strumenti:

- 1 pallone rianimatore in silicone autoclavabile per adulti
- 1 maschera in silicone per rianimazione n°5
- 1 reservoir adulti con valvola
- 3 cannule di Guedel n°3/4/5
- 1 tubo di raccordo per ossigeno
- 1 valigetta per il trasporto

Marca e modello

EASYRED codice RN141

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**