



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

RIDUTTORE DI PRESSIONE INTEGRATO - valvola NF - bombole 5/7 l

Codice di riferimento: 34531

Marca: GIMA

Prezzo: 252.5€

CARATTERISTICHE:

Questo strumento ha la funzione di ridurre e regolare il flusso di uscita dell'ossigeno contenuto nella bombola allo stato compresso. Solitamente viene assemblato su bombole della capacità da 1 a 7 litri e consente un'erogazione di ossigeno da 0 a 12 litri/minuto. Include una valvola dosatrice a due stadi ed un manometro ad alta pressione. Viene collegato alle bombole senza valvola. Riduttore di pressione con valvola per bombole ossigeno da 5-7 litri. Norme: NF

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- (prodotto non in stock, disponibile in 15 giorni)

MARCA E MODELLO:

GIMA 34531

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**