



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Rollator Pieghevole In Alluminio Verniciato - 4 Ruote - Con Seduta Imbottita

**Codice di riferimento:** RP520

**Marca:** MOPEDIA

**Prezzo:** 273.52€

### CARATTERISTICHE:

4 ruote di Ø 20 cm in EVA. Ruote frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort, complete di catarifrangente. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale imbottito in EVA, seduta imbottita, rivestita di PVC. Fornito con cestino porta oggetti.

ALTLANTE

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

#### Dimensioni e peso

CODICI					
RP520	64 cm	84-99 cm	56 cm	61 cm	44 cm

---

CODICI					
<b>RP520</b>	36 cm	7,4 kg	20 cm	20 cm	136 kg

Dimensione seduta:

38x34 cm

**MARCA E MODELLO:**

MOPEDIA RP520

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pezzo

