



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **ROTOLI A SOFFIETTO - 100 m x 100 mm x 25 mm**

**Codice di riferimento:** 35871

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 50.5€

### **CARATTERISTICHE:**

**Rotoli a soffietto per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO** Costruiti in pellicola PET 12/PP 40 verde e carta medica bianca 60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi. Ogni rotolo è lungo 100 metri.

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 35871

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

 **Acquista subito**