




Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

ROOLI A SOFFIETTO - 100 m x 300 mm x 40 mm

Codice di riferimento: 35875

Marca: GIMA

Prezzo: 88.4€

CARATTERISTICHE:

Rotoli a soffiETTO per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO Costruiti in pellicola PET 12/PP 40 verde e carta medica bianca 60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi. Ogni rotolo è lungo 100 metri.

MARCA E MODELLO:

GIMA 35875

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**