



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ROTOLI A SOFFIETTO - 100 m x 400 mm x 40 mm

Codice di riferimento: 35876

Marca: GIMA

Prezzo: 112.24€

CARATTERISTICHE:

Rotoli a soffietto per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO Costruiti in pellicola PET 12/PP 40 verde e carta medica bianca 60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi. Ogni rotolo è lungo 100 metri.

MARCA E MODELLO:

GIMA 35876

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**