



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

ROTOLI PIATTI 200 m x 150 mm - autoclave - K3

Codice di riferimento: 35813

Marca: GIMA

Prezzo: 54.7€

CARATTERISTICHE:

Rotoli piatti per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medicale per la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene con indicatori di viraggio incorporati. Ogni rotolo è lungo 200 metri.

MARCA E MODELLO:

GIMA 35813

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**