



ROTOLO ASSORBENTE IMPERMEABILE 90cm x 50m - 1.700 ml/m2

Codice di riferimento: 25165

Marca: GIMA

Prezzo: 308.7€

CARATTERISTICHE:

Rotoli assorbenti da ritagliare secondo le proprie necessità.

- Dimensioni: 90 cm x 50 m
- Assorbenza: 1.700 ml/m2

Tappetini a rotolo da posizionare sul pavimento della sala operatoria o vicino al lavandino in fase preoperatoria col fine di assorbire i liquidi che cadono a terra.

Dotati sia di elevata capacità che di alta velocità di assorbenza, questi tappetini distribuiscono il liquido assorbito in maniera capillare e lo mantengono all'interno della struttura evitando che bagni la superficie del pavimento.

La speciale pellicola sul retro blocca il tappetino al pavimento e lo mantiene fermo senza l'utilizzo di sostanze adesive che potrebbero rilasciare tracce appiccicose.

Mantiene una perfetta aderenza a terra, evitando il rischio di incidenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 25165

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

