



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ROTOLO HYPOR PLAST - 10 m x 10 cm

Codice di riferimento: 34864

Marca: GIMA

Prezzo: 6.83€

CARATTERISTICHE:

Cerotti adesivi elastici per la stimolazione dei muscoli, adatti per creare bendaggi con la tecnica del taping neuromuscolare. Cerotti adesivi acrilici ipoallergenici, permeabili al vapore acqueo e resistenti al sudore. Consentono un potenziamento dello stimolo dei sistemi muscolari e favoriscono l'assorbimento degli edemi. Confezionati individualmente in busta di plastica. Cotone 100%. Spessore e resistenza alle tensioni di alta qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni: 10 m x 10 cm

MARCA E MODELLO:

GIMA 34864

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**