



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Vassoio da letto pieghevole

Codice di riferimento: RS988

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 69.2€

Riferimento	Variante	Prezzo
RS988M	Marrone	69.2€
RS988N	Naturale	69.2€

Caratteristiche del vassoio da letto

Il tavolino da letto della Mopedia è un ausilio da letto creato per rispondere in maniera efficace alle esigenze di anziani, disabili e malati con scarsa autonomia di movimento.

Il vassoio presenta un piano antigraffio con bordi di contenimento per evitare il rovesciamento di liquidi e oggetti ed è dotato di gambe pieghevoli che consentono di ripiegare l'accessorio fino a diventare piatto e occupare così poco spazio nei momenti in cui non è utilizzato.

Questo tavolino da letto può essere utilizzato per servire i pasti a letto, come porta PC o come supporto per vari oggetti.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 60,5 x 39 x 24h cm

Colori disponibili

- Naturale: codice RS988N
- Marrone: codice RS988M

Marca e modello

MOPEDIA codice RS988

Contenuto della confezione

1 vassoio da letto

