



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Rubinetto di regolazione per l'uscita dell'aria nella misurazione della pressione

Codice di riferimento: DR380

Marca: LOGIKO

Prezzo: 3.43€

Caratteristiche del rubinetto di regolazione per l'uscita dell'aria nella misurazione della pressione

Rubinetto accessorio per i dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna arteriosa.

Questo rubinetto Logiko è pensato per regolare la fuoriuscita dell'aria durante il controllo della pressione, è facile da usare e molto sicuro.

Specifiche tecniche

- Colore: grigio

Marca

Logiko

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**