



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Sacchetto portapesi per trazione cervicale in tela

Codice di riferimento: PR5-3023

Marca: RO+TEN

Prezzo: 1.19€

Caratteristiche del sacchetto portapesi per trazione cervicale

Questo piccolo sacco in tela portapesi è utilizzato per la trazione cervicale meccanica, un trattamento molto efficace per la cura di numerosi disturbi del tratto cervicale e alleviare il dolore. La terapia consiste nell'indossare un'imbracatura che sostiene il mento e il collo da collegare ad una carrucola e al sacchetto portapesi in modo da esercitare un peso contrario.

Il sacchetto è lavabile ed è adatto alle trazioni cervicali meccaniche sia a porta sia a letto.

Misure

Misura universale

Marca e modello

RO+TEN codice PR5-3023

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**