



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Salviettine piegate a "C" - pacchi da 150 pezzi

**Codice di riferimento:** 25200

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 84.2€

### Caratteristiche delle salviettine piegate a C

Queste salviette piegate a "C" sono indicate particolarmente per l'igiene delle mani in ospedale. Le salviettine sono realizzate in pura cellulosa 100% e sono formate da un unico velo resistente ed estremamente assorbente. Grazie alla piega a "C" si adattano facilmente a qualsiasi tipo di dispenser per asciugamani.

Ogni pacco si compone di 150 pezzi.

### Specifiche tecniche

- Dimensioni: 23 x 33 cm
- Dimensioni ripiegate: 23 x 11 cm

### Marca e modello

GIMA codice 25200

### Contenuto della confezione

24 pacchi da 150 pezzi

### Altri modelli disponibili

- [Salviettine 2 veli - 12 rotoli](#)

- [Salviettine politenate - 500 pezzi](#)

