



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Salviettine politenate - 500 pezzi

**Codice di riferimento:** 25230

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 35.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
25233	Bianco	35.1€
25232	Rosa	35.1€
25230-Verde	Verde	35.1€
25231	Celeste	35.1€

### Caratteristiche delle salviettine politenate

Gli asciugamani pretrattati monouso sono formati da due strati in pura cellulosa, per assicurare un'eccellente assorbenza, parzialmente laminati da un ulteriore strato di polietilene che offre grande protezione da impurità e resistenza all'acqua. Tali caratteristiche rendono queste salviettine perfette per la pulizia e l'igiene negli ambienti sanitari e sono notevolmente confortevoli per i pazienti.

In caso di ordini di grandi quantitativi sono disponibili in altri colori e misure.

### Specifiche tecniche

- Misure: 33 x 45 cm

- produzione italiana

## Marca e modello

---

GIMA codice 25230

## Contenuto della confezione

500 pezzi

## Altri modelli disponibili

- [Salviettine 2 veli - 12 rotoli](#)
- [Salviettine piegate a "C" - pacchi da 150 pezzi](#)

