



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Scaldaletto per materasso singolo – bosotherm 2000

Codice di riferimento: 5210008

Marca: INTERMED

Prezzo: 108.9€

CARATTERISTICHE:

Scaldaletto da 50 W con 3 livelli di temperatura, ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi invernali. Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento. Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall'attivazione. Interruttore illuminato. Fodera di qualit in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo elettrico scollegabile. Potenza 50 Watt. Dimensioni 130 x 75 cm.

MARCA E MODELLO:

Boso 5210008

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**