



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Scaldapiedi elettrico Bosotherm 3000

Codice di riferimento: 5210011

Marca: INTERMED

Prezzo: 118.6€

CARATTERISTICHE:

Scaldapiedi elettrico composto da una struttura a forma di stivale e con un rivestimento in lana. Il dispositivo permette di regolare la temperatura in 3 diversi livelli. La fodera puo' essere rimossa e comodamente lavabile. Lo scaldapiedi ha una potenza massima di 100 Watt ed e' alimentato a 200V. La protezione contro il surriscaldamento e' assicurata da un apposito rivestimento.

APPLICAZIONI:

Scaldare i piedi

MARCA E MODELLO:

Intermed 5210011

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Uno scaldapiedi elettrico

 **Acquista subito**