



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Schizzettone vetro/metallo Janet Record 200 cc

**Codice di riferimento:** 25803

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 224.5€

### Caratteristiche dello schizzettone vetro/metallo Janet Record 200 cc

Schizzettone per canale auricolare realizzato in vetro e metallo, molto maneggevole e sicuro da usare.

Questo schizzettone ha una portata di 200 cc ed è estremamente affidabile.

Lo schizzettone Janet Record 200 cc viene venduto completo di 1 cannula conica e 1 cannula olivale.

Gli schizzettoni Janet Record sono venduti singolarmente e inscatolati.

### Specifiche tecniche

- Materiale: metallo e vetro
- Continente di fabbricazione: Europa
- Capienza: 200 cc

### Marca

Gima

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**

---