



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SCODELLINO GRADUATO 80 x h 60 mm - 200 ml

Codice di riferimento: 26631

Marca: GIMA

Prezzo: 2.87€

CARATTERISTICHE:

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI

Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per contenere soluzioni detergenti e per la somministrazione di farmaci e fluidi.

Quattro valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:

- 50% più economici dei modelli in acciaio inox
- autoclavabili illimitatamente a 135°C
- design moderno e accattivante
- più leggeri dei modelli in acciaio inox

Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 26631

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

