



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Scotchcast 3m 10 Cm X 3,65 M - Verde

**Codice di riferimento:** 59631

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 268.4€

### CARATTERISTICHE:

3M™ Scotchcast™ Benda in fibra di vetro con resina poliuretanic

- Codice 3M: 82004
- Colore: Verde
- Dimensioni: 10 cm x 3,65 m

- benda sintetica in fibra di vetro indicata per la costruzione di apparecchi gessati o di stecche per immobilizzazioni ortopediche
- la composizione del prodotto è la seguente: supporto in trama sintetica in fibra di vetro; resina poliuretanic; catalizzatore aminico
- tempo di imbibizione in acqua della benda: 4/5 sec. Il tempo di presa iniziale è di circa 4 min. La solidità finale e la completa asciugatura si ottengono dopo 30 min
- la trama porosa consente alla cute di respirare
- disponibili in diversi colori per una maggiore soddisfazione del paziente

### MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 59631

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 10 Pezzi

