



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Scotchcast 3m 7,5 Cm X 3,65 M - Rosso

Codice di riferimento: 59622

Marca: GIMA

Prezzo: 112.24€

CARATTERISTICHE:

3M™ Scotchcast™ Benda in fibra di vetro con resina poliuretana

- Codice 3M: 82003
- Colore: Rosso
- Dimensioni: 7,5 cm x 3,65 m

- benda sintetica in fibra di vetro indicata per la costruzione di apparecchi gessati o di stecche per immobilizzazioni ortopediche
- la composizione del prodotto è la seguente: supporto in trama sintetica in fibra di vetro; resina poliuretana; catalizzatore aminico
- tempo di imbibizione in acqua della benda: 4/5 sec. Il tempo di presa iniziale è di circa 4 min. La solidità finale e la completa asciugatura si ottengono dopo 30 min
- la trama porosa consente alla cute di respirare
- disponibili in diversi colori per una maggiore soddisfazione del paziente

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 59622

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 10 Pezzi

 **Acquista subito**
