



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Sedia da doccia pieghevole

**Codice di riferimento:** AB-22

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 75.27€

### CARATTERISTICHE:

Sedia per doccia pieghevole con struttura in alluminio anodizzato:

seduta in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua ed impugnature laterali;  
schienale pieghevole;  
regolazione in altezza a tre diversi livelli da 42 a 46 cm;  
puntali in gomma antiscivolo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Seduta  
50 x 30 cm

Dimensioni schienale  
32 x 30 cm

Peso  
2,5 kg

Portata  
120 kg

**MARCA E MODELLO:**

---

Intermed AB-22

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pezzo

