



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Sedia da doccia regolabile

Codice di riferimento: 27733

Marca: GIMA

Prezzo: 90.28€

Caratteristiche della sedia da doccia

Questa sedia da doccia è pensata per facilitare anziani, disabili o le persone che hanno subito un infortunio nelle operazioni di igiene quotidiana. È dotata di una seduta girevole a 90° con sistema di blocco per ogni posizione per assicurare una maggiore comodità. Il morbido pad posto al centro della sedia permette di mantenere una posizione stabile ed evitare eventuali scivolamenti causati dall'acqua e il sapone.

Specifiche tecniche

- Regolazione seduta: 8 altezze, con un incremento di 2,5cm
- portata massima: 135 kg

Marca e modello

GIMA 27733

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**