



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sedia girevole per vasca con imbottiture in poliuretano

Codice di riferimento: AB-33

Marca: INTERMED

Prezzo: 321€

CARATTERISTICHE:

Sedia girevole per vasca con struttura in alluminio ed imbottiture in poliuretano morbido. La possibilità di rotazione a 360° in quattro posizioni con leva di blocco per la seduta facilita l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.

braccioli ribaltabili per facilitare i trasferimenti;
tre regolazioni in larghezza (2,5 cm per ogni lato);
schienale estraibile per facilitare il lavaggio della schiena.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Distanza appoggi
da 56 a 66,5 cm

Peso
7,5 kg

Portata
120 kg

MARCA E MODELLO:

Intermed AB-33

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

