



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sedia girevole per vasca da bagno RS936

Codice di riferimento: RS936

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 261.08€

Caratteristiche della sedia per vasca da bagno

Il sedile girevole per vasca MOPEDIA è l'ausilio da bagno perfetto per disabili, anziani e persone con problemi di mobilità che vogliono prendersi cura della loro igiene personale in tutta comodità e senza il rischio di cadute. Infatti, questa sedia da bagno è caratterizzata da una struttura in alluminio verniciato bianco dotato di un sistema di movimento in acciaio Inox che permette di muovere la comoda seduta in polipropilene e i braccioli secondo le proprie esigenze. Le 2 battute laterali di sicurezza offrono ulteriore stabilità e affidabilità.

Specifiche tecniche

- Dimensione sedile: 40l x 35px 35h
- Peso max sopportabile: 90 kg

Colore

Bianco

Marca e modello

MOPEDIA RS936

Contenuto della confezione

1 sedia girevole per vasca da bagno

