



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sedia pieghevole in alluminio per water

Codice di riferimento: RP761

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 201.3€

CARATTERISTICHE:

Sedia realizzata con una struttura in alluminio tubolare e composta da un secchio in plastica con coperchio. Le maniglie sono state prodotte con una imbottitura per rendere piu' confortevole la presa e il sostegno. Ai puntali sono stati applicati dei gommini antiscivolo per aumentare il livello di sicurezza. La sedia ha 4 funzioni: rialzo per water, supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia. Il dispositivo e' regolabile in altezza ogni 2,5cm da 64 a 74cm.

APPLICAZIONI:

Sedia comoda per i pazienti

MARCA E MODELLO:

Mopedia RP761

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Sedia pieghevole

