



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SEDIA PORTANTINA - arancione/cromata

Codice di riferimento: 34058

Marca: GIMA

Prezzo: 518.5€

CARATTERISTICHE:

PORTANTINA Progettata e costruita per la rimuovere i pazienti in emergenza da luoghi ristretti. Ripiegata può essere posta a bordo della maggior parte delle ambulanze. E' stata costruita in acciaio cromato con freni sulle ruote anteriori. La copertura della seduta è in nylon ricoperto in vinile, facilmente lavabile. Si ripiega in un solo movimento, ed è dotata di due cinture a sgancio rapido per il blocco del paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Altezza (aperta/chiusa): 98/78 cm • Larghezza: 41 cm • Profondità con le impugnature estese: aperta 80 cm • Profondità con le impugnature ripiegate: chiusa 31 cm • Peso: 12 kg • Capacità di carico: 116 kg

MARCA E MODELLO:

GIMA 34058

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**