



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SEDIA PORTANTINA PIEGHEVOLE - nero/giallo

Codice di riferimento: 34059

Marca: GIMA

Prezzo: 1052.25€

CARATTERISTICHE:

Una valida alternativa per movimentare i pazienti in situazioni difficili. Quattro impugnature antiscivolo rendono il trasporto del paziente più sicuro e più semplice. Due grandi ruote fanno in modo che sia più manovrabile. La copertura della seduta dura, arancione e rivestita in vinile, è facile da pulire, non si macchia, e fornisce una protezione batteriostatica. La struttura è dotata anche di un set di 3 cinghie con chiusura in plastica. Prodotto in Italia.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Altezza (aperta/chiusa): 92 cm • Larghezza: 48 cm • Profondità con le impugnature ritratte: 59 cm • Profondità con le impugnature estese: 125 cm • Profondità con le impugnature ripiegate: 19 cm • Peso: 10 kg • Capacità di carico: 165 kg

MARCA E MODELLO:

GIMA 34059

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**