



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Sedile a muro per doccia ripiegabile

**Codice di riferimento:** AB-60

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 46.85€

### CARATTERISTICHE:

Sedile a muro per doccia con struttura in acciaio verniciato:

seduta in polietilene ergonomica e ripiegabile;  
piano con fori per il deflusso dell'acqua.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Seduta  
37 x 23 cm

Peso  
2,7 kg

Portata  
100 kg

### MARCA E MODELLO:

Intermed AB-60

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pezzo

---

