



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sedile da doccia pieghevole

Codice di riferimento: AB-12

Marca: INTERMED

Prezzo: 64.66€

CARATTERISTICHE:

Sgabello per doccia pieghevole con struttura in alluminio anodizzato:

seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
impugnature laterali;
regolazione in altezza a tre diversi livelli da 42 a 46 cm;
puntali in gomma antiscivolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Seduta
50 x 30 cm

Peso
2,2 kg

Portata
120 kg

MARCA E MODELLO:

Intermed AB-12

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

