



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Sedile Di Trasferimento Da Vasca

Codice di riferimento: RS834

Marca: LEM

Prezzo: 187.76€

CARATTERISTICHE:

Sedile di trasferimento da vasca struttura in alluminio, seduta e schienale in HDPE (polietilene ad alta densità). Regolabile in altezza per una maggiore adattabilità, puntali in gomma antiscivolo. Montaggio senza attrezzi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni **L:80 x P:61 x H:83÷93 cm**

Dimensioni della seduta **L: 68 x P:41 x H:45,5÷56,3 cm**

Portata max **110 kg**

Peso **4,4 kg**

MARCA E MODELLO:

Lem - Codice Articolo RS834

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**