



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sedile per doccia con schienale

Codice di riferimento: RS829

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 130.17€

Caratteristiche dello sedile per doccia con schienale

Seduta per doccia per disabili e anziani, dotata di comodo schienale per garantire il massimo della stabilità e della comodità, con 4 piedini di appoggio dotati di puntali antiscivolo in gomma che la rendono particolarmente sicura.

Questa sedia per disabili da doccia ha una struttura in alluminio anodizzato molto resistente e robusta, pensata per resistere nel tempo anche a fronte di usi frequenti.

Seduta e schienale di questo ausilio da bagno per disabili sono in polietilene ad alta densità HDPE scaccia-acqua e facile da igienizzare.

La sedia da doccia per anziani e disabili ha altezza regolabile e può facilmente essere montata senza attrezzi.

Specifiche tecniche

- Dimensioni complessive: 49,5 x 40 cm
- Altezza complessiva: regolabile tra 74,5 e 97,3 cm
- Dimensioni seduta: 49,5 x 29 cm
- Altezza seduta: regolabile tra 45 e 62,8 cm
- Portata massima: 110 kg
- Peso: 3 kg
- Colore: bianco

Marca

Mopedia

Prodotto a marchiatura CE

«(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)»

